


Anti-Nmdar2A-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12879

Artikelnummer: CM0013316



Einführung

Polyklonaler Anti-NMDAR2A-Kaninchenantikörper für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist der Glutamaterezeptor NMDA 2A (GRIN2A, 165 kDa, UniProt Q12879). Ideal für Studien zur synaptischen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NMDAR2A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2903
Gen-ID	2903
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1130-1400 des humanen NMDAR2A (NP_000824.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12879
Proteingewicht	165 kDa
Versand	Kühlakku