


Anti-Nmdar2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q12879

Artikelnummer: CM0018552



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NMDAR2A (NR2A, GluN2A) für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für NMDA-Rezeptor-Studien in den Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NMDAR2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
Spezies	Human
Gen-ID	2903
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1130-1400 des humanen NMDAR2A (NP_000824.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q12879
Proteingewicht	165kDa
Versand	Eistasche