

Anti-Nmdar2B Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13224

Artikelnummer: CM0005599



Einführung

Rekombinanter anti-menschlicher NMDAR2B (GRIN2B) Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung zu NMDA-Rezeptoren und synaptischer Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NMDAR2B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2904
GenID	2904
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1133-1484 des menschlichen GRIN2B (NP_000825.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13224
Proteingewicht	166 kDa
Versand	Eisbeutel