


Anti-Nme1/Nm23A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P15531

Artikelnummer: CM0020965



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes NME1/NM23A (Nukleosid-Diphosphat-Kinase A) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt eine 17 kDa-Bande; kreuzreagiert mit Human und Ratte. Ideal für Studien zu Metastasierung, Nukleotidstoffwechsel und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NME1/NM23A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4830
Gen-ID	4830
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 10-110 von humanem NME1/NM23A (NP_000260.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P15531
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel