


Anti-Nme1/Nm23A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P15531

Artikelnummer: CM0011258



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NME1/NM23A (NDKA, NM23-H1). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Tumormetastasierung, Nukleosidstoffwechsel und Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NME1/NM23A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Spezies	Mensch
Gen-ID	4830
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem NME1/NME1/NM23A (P15531) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15531
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel