


Anti-Nme1/Nm23A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P15531

Artikelnummer: CM0023268



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NME1/NM23A, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ziel ist die Nukleosiddiphosphat-Kinase A, ein Schlüsselregulator der Nukleotid-Homöostase, Metastasierung und DNA-Fragmentierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] NME1/NM23A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; 3A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4830
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 10-110 von humanem NME1/NM23A entspricht (NP_000260.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15531
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel