


Anti-Nme1/Nm23A Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15531

Artikelnummer: CM0015734



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NME1/NM23A (NDPK A), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Das Zielprotein ist am Nukleotidstoffwechsel und an der Hemmung von Metastasen beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NME1/NM23A Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4830
Gen-ID	4830
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15531
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Kühlakku