

Anti-Nme2/Nm23B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P22392

Artikelnummer: CM0010451



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NME2/NM23B (P22392). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Nukleotidstoffwechsels, der Transkriptionsregulation und der Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NME2/NM23B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B
Spezies	Human
GeneID (Human)	4831
GeneID	4831
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P22392
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel