

Anti-Nme2/Nm23B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P22392

Artikelnummer: CM0029576



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NME2/NM23B, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein 17 kDa Protein, das am Nukleosidstoffwechsel, der Transkriptionsregulation und der Krebssignalisierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NME2/NM23B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B
Mensch	
Gen-ID (Mensch)	4831
Gen-ID	4831
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22392
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel