

Polyklonaler Anti-Nme6/Nm23-H6-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75414

Artikelnummer: CM0013683

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen NME6 (NM23-H6, IPIA-alpha). Validiert für WB, IHC-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Erkennt die 21 kDa große mitochondriale NDP-Kinase, die für die Aufrechterhaltung der mtDNA essenziell ist. Ideal für die mitochondriale Forschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NME6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NDK 6; NM23-H6; IPIA-ALPHA; NME6
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10201
GeneID	10201
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 9-194 des humanen NME6 (NP_005784.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75414
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku