

Anti-Nme8 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N427

Artikelnummer: CM0020076

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes NME8 (NM23-H8/TXNDC3/Sptrx-2), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murine NME8 (~67 kDa), ideal für Forschung zur Spermatogenese und Ziliopathie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NME8 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	CILD6; DNAI8; SPTRX2; TXNDC3; NM23-H8; sptrx-2; HEL-S-99; NME8
Art	Mensch
GenID (Mensch)	51314
GenID	51314
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 299-588 des humanen NME8 (NP_057700.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8N427
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel