

Anti-Nmi Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P Und Elisa - Q13287

Artikelnummer: CM0007427

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NMI (N-myc-interactor, 35 kDa), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Erforschung von angeborenen Immunsignalen, STAT-Signalwegen und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NMI Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	NMI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9111
GenID	9111
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13287
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel