


Anti-Nmnat1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Han9

Artikelnummer: CM0028842



Einführung

Hochaffiner Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NMNAT1. Validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Ein zentrales Werkzeug für die Erforschung des NAD⁺-Stoffwechsels und der Chromatinremodellierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NMNAT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	LCA9, NMNAT, PNAT1, SHILCA, NMNAT1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	64802
GenID	64802
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-150 von humanem NMNAT1 (NP_073624.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HAN9
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel