


Anti-Nmnat1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Han9

Artikelnummer: CM0026921



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes NMNAT1 (SWISS: Q9HAN9). Validiert für Western Blot und ELISA, geeignet für die Forschung zu NAD⁺-Biosynthese, Chromatin-Remodellierung und Neuroprotektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NMNAT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	LCA9; NMNAT; PNAT1; SHILCA; NMNAT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64802
GenID	64802
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-150 von humanem NMNAT1 (NP_073624.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HAN9
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eispackung