

Anti-Nmnat2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bzq4

Artikelnummer: CM0015600

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NMNAT2, validiert für WB und ELISA. Detektiert endogenes NMNAT2 in humanen, murinen und rattengewebigen Proben. Ideal zur Untersuchung des NAD⁺-Stoffwechsels und der Axonerhaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NMNAT2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PNAT2; C1orf15; NMNAT2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23057
GenID	23057
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-302 von humanem NMNAT2 (NP_733820.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BZQ4
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel