


Anti-Nmnat3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96T66

Artikelnummer: CM0016738



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NMNAT3, ein mitochondriales Enzym, das an der NAD⁺-Synthese, dem Schutz von Axonen und der Prote Qualitätskontrolle beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NMNAT3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PNAT3; FKSG76; PNAT-3; NMNAT3
Art	Mensch
Gen-ID	349565
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-215 des humanen NMNAT3 (NP_835471.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96T66
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku