

Anti-Nmu Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48645

Artikelnummer: CM0028402



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NMU (Neuromedin-U), validiert für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Nahrungsaufnahme, Energiebilanz, Entzündungen und Neuropeptid-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NMU Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NMU
Spezies	Human
GeneID (Human)	10874
GeneID	10874
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 35-174 von humanem NMU (NP_006672.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P48645
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku