

Anti-Nmur1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hb89

Artikelnummer: CM0020283



Einführung

Anti-NMUR1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA in menschlichen und murinen Proben. Zielt auf den G-Protein-gekoppelten Rezeptor NMUR1 ab, der an Nahrungsaufnahme, Energiehaushalt und glatte Muskelkontraktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NMUR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FM3; FM-3; GPC-R; GPR66; NMU1R; (FM-3); NMUR1
Spezies	Mensch
Gen-ID	10316
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 360–426 von menschlichem NMUR1 (NP_006047.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HB89
Proteinmolekulargewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel