


Anti-Nnmt Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40261

Artikelnummer: CM0007524



Einführung

Rekombinanter Anti-NNMT Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf menschliches Nicotinamid N-Methyltransferase (29 kDa) für metabolische und epigenetische Forschung. Ideal zur Untersuchung von Methylierung und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NNMT Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	NNMT; Nicotinamid N-Methyltransferase
Spezies	Mensch
Gen-ID	4837 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 1-264 von menschlichem NNMT entspricht (NP_006160.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40261
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel