


Anti-Nnmt Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P40261

Artikelnummer: CM0004088



Einführung

Anti-NNMT Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für KD, reagiert mit humane NNMT, geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Nützlich für die Untersuchung der Funktion der Nicotinamid-N-Methyltransferase im Stoffwechsel und der Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] NNMT Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	Nicotinamid-N-Methyltransferase
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4837
GenID	4837
Immunogen	Rekombinantes Protein, rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-264 des humanen NNMT (NP_006160.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40261
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eisbeutel