


Anti-Nnmt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P40261

Artikelnummer: CM0016957



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NNMT, validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Für die Erforschung von Nicotinamidstoffwechsel, epigenetischer Regulation und Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NNMT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NNMT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4837
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-264 des humanen NNMT (NP_006160.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40261
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eiskühlung