


Anti-Nnmt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P40261

Artikelnummer: CM0029593



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Nicotinamid-N-Methyltransferase (NNMT, 30 kDa). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für epigenetische, metabolische und Detoxifikationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NNMT Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NNMT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4837
GenID	4837
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-264 von menschlichem NNMT (NP_006160.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40261
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel