


Anti-Nnmt-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P40261

Artikelnummer: CM0021545



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die Nicotinamid-N-Methyltransferase (NNMT). Validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zu Methylierung, Epigenetik und Stoffwechselregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NNMT-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NNMT
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4837
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-264 der humanen NNMT (NP_006160.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40261
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku