


Anti-Nnmt Rabbit Polymab® Für Wb - P40261

Artikelnummer: CM0006999



Einführung

Rekonstruierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NNMT, geeignet für Western Blot, IF/ICC, Immunpräzipitation und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Forschung zum Nikotinamidstoffwechsel und zur epigenetischen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NNMT Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	Nicotinamide N-methyltransferase
Spezies	Human
GeneID (Human)	4837
GeneID	4837
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 1-264 des humanen NNMT (NP_006160.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P40261
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel