

Anti-Nnos Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P29475

Artikelnummer: CM0010913



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes nNOS (Stickoxidsynthase 1, P29475). Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für neurowissenschaftliche Forschung und NO-Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	nNOS Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	NOS; bNOS; nNOS; iNOS; N-NOS; NC-NOS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4842
GenID	4842
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1335-1434 von humanem nNOS (P29475) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29475
Proteinmolekulargewicht	161 kDa
Versand	Eisbeutel