


Anti-Nob1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9ULX3

Artikelnummer: CM0024576



Einführung

Affinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NOB1, validiert für Western Blot (WB), IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-NOB1 (UniProt Q9ULX3) für die Ribosomenbiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ART-4; NOB1P; MST158; MSTP158; PSMD8BP1; NOB1
Spezies	Human
GeneID	28987
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-230 von humanem NOB1 (NP_054781.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULX3
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eistasche