

Anti-Noc4L-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bvi4

Artikelnummer: CM0014601



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NOC4L, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt das etwa 58 kDa große nukleoläre Komplexprotein-4-Homolog, das im Nukleolus und an der Kernmembran lokalisiert ist. Ideal für Studien zur Nukleolusbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOC4L-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NOC4; NET49; UTP19; NOC4L
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79050
Gen-ID	79050
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-260 des humanen NOC4L entspricht (NP_076983.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BVI4
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku