

Anti-Nod1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y239

Artikelnummer: CM0013271



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NOD1 (CARD4), einen Mustererkennungsrezeptor für bakterielles Peptidoglykan. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die angeborene Immunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CARD4; NLRC1; CLR7.1; NOD1
Spezies	Mensch
Gen-ID	10392
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 von humanem NOD1 (NP_006083.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y239
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel