

Anti-Nod2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc29

Artikelnummer: CM0019551

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-NOD2-Antikörper aus Kaninchen, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Zielt auf humanes NOD2 (Q9HC29), das an der angeborenen Immunität und entzündlichen Darmerkrankungen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORAS1; NOD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64127
GenID	64127
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 28-270 von humanem NOD2 (NP_071445.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HC29
Proteinmasse	115 kDa
Versand	Eisbeutel