

Anti-Nod2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9Hc29

Artikelnummer: CM0024653

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes NOD2 (CARD15). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt eine Bande bei 115 kDa. Geeignet für die Forschung zur angeborenen Immunität und entzündlichen Darmerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOD2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORAS1; NOD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64127
GenID	64127
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 30-216 von humanem NOD2 (NP_071445.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HC29
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Eisbeutel