


Anti-Nodal Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96S42

Artikelnummer: CM0028535



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen NODAL, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte. Essenziell für die Mesodermbildung bei der Embryonalentwicklung. Ideal für entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NODAL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HTX5; NODAL
Spezies	Mensch
Genen-ID (Mensch)	4838
Genen-ID	4838
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 198-347 des humanen NODAL (NP_060525.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q96S42
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel