


Anti-Nogo-Rezeptor 1 (Rtrtn4R) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bzr6

Artikelnummer: CM0010219



Einführung

Dieser NOGO-Rezeptor 1 (RTN4R) Kaninchen-monoklonale Antikörper ist für WB und ELISA validiert und erkennt menschliche und murine Ziele. Ideal für die Forschung zur Axonregeneration und neuronalen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NOGO-Rezeptor 1 (RTN4R) Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	NGR; NOGOR; NOGO-Rezeptor 1 (RTN4R)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	65078
Gen-ID	65078
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 des menschlichen NOGO-Rezeptors 1 (RTN4R) (Q9BZR6) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BZR6
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel