


Anti-Nogo-Rezeptor 1 (Rtn4R) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzr6

Artikelnummer: CM0027598



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen NOGO-Rezeptor 1 (RTN4R), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zu Axonregeneration und neuronaler Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NOGO Receptor 1 (RTN4R) Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NGR; NOGOR; NOGO Receptor 1 (RTN4R)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	65078
Gen-ID	65078
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 244-473 des menschlichen NOGO-Rezeptors 1 (RTN4R) (NP_075380.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BZR6
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel