


Anti-Nogo (Rtn4) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqc3

Artikelnummer: CM0007264



Einführung

Hochwertiger kaninchemonoklonaler Antikörper gegen humanes Nogo (RTN4, Q9NQC3). Validierter für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für ER- und Neurowissenschaftsforschung, bietet zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nogo Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; Nogo
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	57142
Gen-ID	57142
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 60-160 von humanem Nogo (NP_065393.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQC3
Proteingewicht	130kDa
Versand	Eistasche