

Anti-Nol10 (Pqbp5) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bsc4

Artikelnummer: CM0024270



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NOL10 (PQBP5), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem Nukleolärprotein. Geeignet für Studien zur Nukleolärbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOL10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PQBP5; NOL10
Spezies	Mensch
GenID	79954
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-400 von humanem NOL10 (NP_079170.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BSC4
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel