

Anti-Nol12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ugy1

Artikelnummer: CM0013595

Einführung

NOL12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes NOL12, ein nucleoläres RNA-bindendes Protein, das an der Lösung von DNA-Stress und der Ribosomenbiogenese beteiligt ist. Geeignet für IVD-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOL12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Nop25; dj37E16.7; NOL12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79159
Gen-ID	79159
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-213 von humanem NOL12 entspricht (NP_077289.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UGY1
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel