


Anti-Nol3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60936

Artikelnummer: CM0028060



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Nucleolar protein 3 (NOL3/ARC). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Apoptose- und Zelltodstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOL3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ARC; FCM; MYP; NOP; NOP30; MYOCL1; NOL3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8996
GenID	8996
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-208 von menschlichem NOL3 (NP_003937.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60936
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel