


Anti-Nol6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H6R4

Artikelnummer: CM0018661



Einführung

Kaninchen-polyklonaler NOL6-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-NOL6, ein nucleoläres Protein mit einer Größe von 128 kDa, das an der Ribosomenbiogenese beteiligt ist. Ideal für Untersuchungen des SSU-Prozessoms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOL6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NRAP; UTP22; bA311H10.1; NOL6
Art	Mensch
GeneID	65083
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1032-1146 des humanen NOL6 (NP_075068.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H6R4
Proteingewicht	128 kDa
Versand	Kühlakku