

Anti-Nolc1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14978

Artikelnummer: CM0006255

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NOLC1, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Nukleoläres Protein, das die RNA-Polymerase I und die Neuralleisten-Spezifikation reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOLC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
Spezies	Human
GeneID (Human)	9221
GeneID	9221
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem NOLC1 (NP_004732.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q14978
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel