

Anti-Nolc1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb - Q14978

Artikelnummer: CM0029212

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes NOLC1 (Nopp140). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur nukleolären Funktion und Ribosomenbiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOLC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9221
GeneID	9221
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 400-699 des humanen NOLC1 (NP_004732.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14978
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Eisbeutel