

Anti-Nomo1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15155

Artikelnummer: CM0016266

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen NOMO1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung des multi-pass Translokons im endoplasmatischen Retikulum und des Membranproteineinbaus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOMO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PM5; Nomo; NOMO1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23420
Gen-ID	23420
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 700-1000 von humanem NOMO1 (NP_055102.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15155
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel