

Anti-Non-Phospho (Aktiv) B-Catenin (S33/S37/T41) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35222

Artikelnummer: CM0006557



Einführung

KO-validierter kaninchener monoklonaler Antikörper, spezifisch für nicht-phosphoryliertes (aktives) β -Catenin bei S33, S37, T41. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA; erkennt menschliches, murines, Ratten- β -Catenin (85 kDa). Ideal für Wnt-Signalweg-, EMT- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Non-phospho (Aktiv) β -Catenin -S33/S37/T41 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Non-phospho (Aktiv) β -Catenin -S33/S37/T41
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1499
GenID	1499
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Non-phospho (Aktiv) β -Catenin - S33/S37/T41 (NP_001895.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35222
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel