


Anti-Nono/P54Nrb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15233

Artikelnummer: CM0027888



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes NONO/p54nrb (Q15233), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von RNA-Spleißen, DNA-Reparatur, Paraspeckel-Biologie und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NONO/p54nrb Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4841
Gen-ID	4841
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem NONO/p54nrb enthält (NP_001138881.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15233
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel