


Anti-Nono/P54Nrb Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15233

Artikelnummer: CM0008374



Einführung

NONO/p54nrb Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem, rätischem NONO/p54nrb (Q15233). Ideal für Studien zu Spleißen, Paraspeckeln und zirkadianen Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NONO/p54nrb Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4841
GeneID	4841
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15233
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel