

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Nop10-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Npe3

Artikelnummer: CM0010132



Einführung

Monoklonaler Anti-NOP10-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit humanem, Maus- und Ratten-NOP10. Ideal zur Untersuchung der Ribosomenbiogenese, der Telomererhaltung und der Pseudouridylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOP10-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55505
Gen-ID	55505
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-64 des humanen NOP10 (Q9NPE3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPE3
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Kühlakku