


## Anti-Nop14 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78316

Artikelnummer: CM0017168



### Einführung

NOP14 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt das humane nukleoläre Protein 14, das für die Prä-18S-rRNA-Prozessierung und den 40S-Prä-Ribosomen-Export entscheidend ist. Ideal für die Ribosomenbiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                        |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Produktname       | NOP14 Kaninchen pAb                         |
| Bemerkungen/Alias | UTP2; NOL14; C4orf9; RES425; RES4-25; NOP14 |
| Spezies           | Human                                       |
| GeneID (Human)    | 8602                                        |
| GeneID            | 8602                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                       |
| Quelle            | Kaninchen                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                   |
| Kreuzreaktivität  | Human                                       |
| SWISS             | P78316                                      |
| Protein-Gewicht   | 98kDa                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                   |