


Anti-Nop16 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3C1

Artikelnummer: CM0014961



Einführung

NOP16 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-NOP16. Rekombinantes Immunogen. Ideal für die Erforschung nukleolärer Proteine. 21 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOP16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSPC111; HSPC185; NOP16
Spezies	Human
GeneID (Human)	51491
GeneID	51491
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-178 von humanem NOP16 (NP_057475.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3C1
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eistasche