


Anti-Nop2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46087

Artikelnummer: CM0023336



Einführung

NOP2 Kaninchen pAb, ein polyklonaler Antikörper gegen humanes NOP2, validiert für WB und ELISA mit Human-/Maus-Kreuzreaktivität. Ideal für Studien zur rRNA-Verarbeitung und Ribosomenbiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NOL1; p120; NSUN1; NOP120; NOP2
Spezies	Human
GeneID (Human)	4839
GeneID	4839
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 355-590 von humanem NOP2 (NP_001245237.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P46087
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel