


Anti-Nop56 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000567

Artikelnummer: CM0021647



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes NOP56 (NOL5A, SCA36). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für Studien zur Funktion nukleärer Proteine und Ribosomenbiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	NOP56 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NOL5A; SCA36; NOP56
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10528
GeneID	10528
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00567
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel