

Anti-Nop58 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X3

Artikelnummer: CM0017155



Einführung

NOP58 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen ein rekombinantes Fusionsprotein hergestellt wurde und für WB, IF/ICC und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben validiert wurde. Ideal für die Ribosomenbiogenese und Nukleolusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOP58 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NOP5, HSPC120, NOP5/NOP58, NOP58
Spezies	Mensch
GenID	51602
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 360-529 von humanem NOP58 (NP_057018.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2X3
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel